

new type  
ニュータイプ

# ポープル氏 睫毛鑷子



保持部は  
サンドブラスト仕上げにより、  
滑り防止加工となっています。

より細い睫毛も  
優れた保持力で  
抜去する事が出来ます。

W-2002 ポープル氏 睫毛鑷子

全長 95mm

販売元



株式会社 ホワイトメディカル

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 5-48-2 第一ビル  
TEL. 03(3802)0655 FAX. 03(3802)0688  
URL▶<http://www.whitemedical.co.jp>