


イーグル涙道チューブ

(DCR 涙道チューブ)



プラスチックハンドル

ストッパーを設けることにより、チューブを安定した状態で留置します。

ステント先端部は容易に挿入しやすくなっています。

- 低侵襲で容易簡便な処置ができます。
- 涙小管閉塞やDSI(Direct Silicone Intubation)に最適です。

製品名	概要	包装単位	カタログ番号
イーグル涙道チューブ	全長 40mm チューブ外径 0.79mm	1本/箱	1087

承認番号 21800BZY10145000

製造元

EW **EAGLEVISION**
Solutions for Better Vision.

製造販売業者

WHITE
MEDICAL

株式
会社

ホワイトメディカル

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 5-48-2 第一ビル
TEL. 03(3802)0655 FAX. 03(3802)0688
URL ▶ <http://www.whitemedical.co.jp>
E-mail: white1@sepia.ocn.ne.jp