


IVTマーカー&テンプレート ～硝子体内注射～



品番：M7500 / 製品名：IVTマーカー
入数：50本/箱
全長：80mm
先端サイズ：3.5mm/4.0mm

- * 先端サイズは3.5mm/4.0mmの2種類です。
- * 滅菌済みのディスプレイザブル製品です。



品番：M7510 / 製品名：IVTテンプレート
入数：50本/箱
全長：75mm
テンプレートサイズ：3.5mm

- * 眼球に固定したまま、注射ができます。
- * テンプレートサイズは3.5mmです。
- * 滅菌済みのディスプレイザブル製品です。

販売名: IVTマーカー&テンプレート
認証番号：230AKBZX0001700

■ 製造元：STERIMEDIX (UK)
■ 製造販売業者 株式会社ホワイトメディカル
住所：東京都荒川区東日暮里5-48-2

STERIMEDIX

WHITE
MEDICAL