

構成品	入数	スタンダード キット	イージー キット
ドレープ(穴5×3cm、60cm×60cm)	1枚	○	○
ピンセット(綿球把持用)	1本	○	○
シルキー綿球(直径25mm)	2個	○	○
綿棒	2本	○	○
ガーゼ(10cm×10cm)	4枚	○	○
サージカルパット(5cm×6cm)	2枚	○	○
テーブルカバー(60cm×60cm)	1枚	○	○
プラスチックトレイ	1個	○	○
強膜マーカー(3.5mm/4.0mm)	1本	○	×
開瞼器(ブレード長14mm)	1個	○	×

○ キットに入っています。
 × キットに入っていません。

製品番号	製品名	出荷単位
KIT-ST	スタンダード処置キット(EOG滅菌済み)	10キット/1箱
KIT-E	イージー処置キット (EOG滅菌済み)	10キット/1箱

重要

- 1: ステンレス鋼器具は再使用可能です。
- 2: 必ず使用期限を厳守してご使用ください。
- 3: 包装が破損等している場合は、使用しないでください。


処置用キット




許可番号: 13BY006253

◆ Easy Kit ～器具なしのシンプルなキット～


* イージーキットの構成品は全てのキットに共通しています。




- シンプルな衛生材料のみのキットです。
- コストパフォーマンス重視のキットです。



ドレープ：1枚
(穴5×3cm, サイズ 60×60cm)



ピンセット：1本
(綿球把持用)



ガーゼ (10cm×10cm)：4枚



サージカルパット (5cm×6cm)：2枚



綿棒：2本



シルキー綿球：2個 (直径25mm)

◆ Standard Kit ～開瞼器、強膜マーカ入りキット～

◎ イージーキット + 開瞼器、強膜マーカ



開瞼器：1個
(ブレード長14mm)



強膜マーカ：1本
(全長90mm、3.5mm/4.0mm)

- 開瞼器、強膜マーカ + 衛生材料の全てが揃っているキットです。
- 処置に必要な標準的な器具及び衛生材料が揃っているキットです。