

SuperFlex™

FlexPlug

10種類の豊富なサイズバリエーション

0.4mm～最大 1.3mm

プラグ挿入時のフィット例

スーパーフレックス

品番	品名	シャフト径×長さ	品番	品名	シャフト径×長さ
3174J	スーパーフレックスプラグ 0.4mm	0.4×1.2	3179J	スーパーフレックスプラグ 0.9mm	0.9×1.9
3175J	スーパーフレックスプラグ 0.5mm	0.5×1.3	3170J	スーパーフレックスプラグ 1.0mm	1.0×1.9
3176J	スーパーフレックスプラグ 0.6mm	0.6×1.3	3171J	スーパーフレックスプラグ 1.1mm	1.1×2.0
3177J	スーパーフレックスプラグ 0.7mm	0.7×1.6	3172J	スーパーフレックスプラグ 1.2mm	1.2×2.0
3178J	スーパーフレックスプラグ 0.8mm	0.8×1.8	3180J	スーパーフレックスプラグ 1.3mm	1.3×2.0

フレックスプラグ

品番	品名	シャフト径×長さ	品番	品名	シャフト径×長さ
30742	フレックスプラグ 0.4mm	0.4×1.2	30772	フレックスプラグ 0.7mm	0.7×1.6
30752	フレックスプラグ 0.5mm	0.5×1.3	30782	フレックスプラグ 0.8mm	0.8×1.8
30762	フレックスプラグ 0.6mm	0.6×1.3	30792	フレックスプラグ 0.9mm	0.9×1.9

プラグマルチゲージ

★オートクレーブ可能

★ゲージサイズが印字されています



品番	製品名	備考
2040	プラグマルチゲージ	左側：0.5/0.6/0.7 右側：0.8/0.9/1.0

小冊子のご案内




販売名：イーグルプラグ

承認番号：21200BZY00283000

PLUG SERIES




Since 2014
イーグルプラグ One SL



Since 2008
スーパーイーグルプラグ

OVER 20 YEARS EXPERIENCE



Since 2005
スーパーフレックスプラグ



Since 2002
フレックスプラグ

製造元

katena
DESIGNED FOR SIGHT®

製造販売業者

WHITE MEDICAL

2026年1月改定

株式会社 **ホワイトメディカル**

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 5-48-2 第一ビル
TEL. 03(3802)0655 FAX. 03(3802)0688
URL ▶ <http://www.whitemedical.co.jp>

WHITE MEDICAL

The 1™ Size Solution

Simple

1サイズの為、サイズ選択が不要で非常にシンプルです。
インサーター形状や挿入方法にも変更はありません。


Reliable

30年の実績あるプラグ専門メーカーである Eagle Vision 社の信頼性高いプラグです。

Familiar

フレックスプラグ・スーパーフレックスプラグ・スーパーイーグルプラグから大幅な形状変更はなく、親しみあるデザイン形状を維持しながら改良しています。

つばの下側部分を取り除きドーム形状にし、より涙点形状にフィットします。



ノーズ部が双葉形状になっています。その為挿入への抵抗が少なく小さな涙点へも容易に挿入できます。

ノーズ部のエッジをラウンド形状にして、より優しいデザインになっています。

ノーズ部の角度は全プラグの中で最も鋭角になっています。

イーグルプラグ One SL (模型) を上方から見た形状



横

縦


イーグルプラグ ONE SL

品 番	品 名	シャフト径×長さ (mm)
3001J	イーグルプラグ One SL	0.5×1.8

Small・Medium・Large

3size で従来の適応サイズをほぼカバーします。

ノーズ部がより鋭角な角度になり、容易に挿入できます。



Wide-Flexなノーズが、涙点形状にフレキシブルフィットし、広いサイズに適用できます。

スーパーイーグルプラグ

品 番	品 名	シャフト径×長さ (mm)	ノーズ直径 (mm)
3130J	スーパーイーグルプラグ Small	0.4×1.4	0.9
3131J	スーパーイーグルプラグ Medium	0.6×1.6	1.1
3132J	スーパーイーグルプラグ Large	0.8×1.7	1.4