



Vitreo

エッカード氏 SQUEEZER

Dye Squeezer

製品番号 : SQ00.D01
リザーバー容量 : 2ml
入数 : 5本/箱

PFC Squeezer

製品番号 : SQ00.D02
リザーバー容量 : 5ml
入数 : 5本/箱

*本製品は滅菌済みで単回使用の製品です。*先端の針は梱包に含まれておりません。

エッカード氏 Squeezerは、Prof.Eckardtと Vitreo社で
共同開発したオリジナル製品です。

Patent Pending

特長

- *エッカード氏 Squeezerは、術者に染色やPFCを注入する際のスピードや注入量等のコントロールを向上させます。
- *シリンジによる不安定なコントロールでのリスクが大幅に軽減されます。
- *ペンシルグリップのハンドルにより術者は、より安定したコントロールで使用できます。



“Perfect control over start, speed, and amount of intravitreal injection of staining agents and perfluorocarbon liquids”

Developed in collaboration with
Professor Claus Eckardt

製造元



販売元



株式会社 **ホワイトメディカル**

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 5-48-2 第一ビル
TEL. 03 (3802) 0655 FAX. 03 (3802) 0688