

FlexPlug

フレックスプラグ



NEW パッケージ

FlexPlug

フレックスプラグ
PUNCTUM PLUG
BOUCHON MÉATIQUE



EAGLEVISION
Solutions for Better Vision.

CE 0473

STERILE R

イーグルプラグ(シリコン涙点プラグ)
承認番号: 21200BZY00283000

※緑のパッケージ

フレックスプラグ 健保適用

イーグルプラグ(シリコン涙点プラグ)

承認番号: 21200BZY00283000

品番	品名	シャフト径×長さ	品番	品名	シャフト径×長さ
3074	フレックスプラグ 0.4mm	0.4×1.2	3078	フレックスプラグ 0.8mm	0.8×1.8
3075	フレックスプラグ 0.5mm	0.5×1.3	3079	フレックスプラグ 0.9mm	0.9×1.9
3076	フレックスプラグ 0.6mm	0.6×1.3	3070	フレックスプラグ 1.0mm	1.0×1.9
3077	フレックスプラグ 0.7mm	0.7×1.6	3071	フレックスプラグ 1.1mm	1.1×2.0

★1箱/2個入りです(各1本ずつ滅菌されています)。 ※ガンマ滅菌です。

★本品はディスプレイ製品ですので、1回限りの使用のみで再使用はできません。

トリプルゲージ

★オートクレーブ可能
★全部で6種類のサイズ

★合金とステンレスの特殊加工により、軽量です
★ゲージサイズが印字されています



品番	品名	サイズ(チップの直径)
2009	トリプルゲージングキット	2010,2011,2012&2005
2010	ダブルゲージ 0.5/0.6	0.5/0.6mm チップ
2011	ダブルゲージ 0.7/0.8	0.7/0.8mm チップ
2012	ダブルゲージ 0.9/1.0	0.9/1.0mm チップ
2005	専用滅菌ケース (シリコンマット付)	
2040	マルチゲージ	

●2009トリプルゲージングキットは、3種類のゲージと滅菌ケースのセットです。
●2005滅菌ケースは、オートクレーブ可能です。

SuperEagle™

スーパーイーグル

PUNCTUM PLUG
BOUCHON MÉATIQUE



EAGLEVISION
Solutions for Better Vision.

CE 0473

STERILE R

イーグルプラグ(シリコン涙点プラグ)
承認番号: 21200BZY00283000

SuperFlex™

スーパーフレックス

PUNCTUM PLUG
BOUCHON MÉATIQUE



EAGLEVISION
Solutions for Better Vision.

CE 0473

STERILE R

イーグルプラグ(シリコン涙点プラグ)
承認番号: 21200BZY00283000

FlexPlug

フレックスプラグ

PUNCTUM PLUG
BOUCHON MÉATIQUE



EAGLEVISION
Solutions for Better Vision.

CE 0473

STERILE R

イーグルプラグ(シリコン涙点プラグ)
承認番号: 21200BZY00283000

DRY EYE SOLUTION

製造元

EAGLEVISION
Solutions for Better Vision.

製造販売業者

WHITE MEDICAL

株式会社 ホワイトメディカル

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 5-48-2 第一ビル 3F
TEL. 03(3802)0655 FAX. 03(3802)0688
URL▶http://www.whitemedical.co.jp
E-mail:white1@sepia.ocn.ne.jp

WHITE MEDICAL

SuperEagle™

スーパーイーグル

Small・Medium・Large

3size で従来の適応サイズを
ほぼカバーします。

ノーズ部がより鋭角な角度になり、
容易に挿入できます。

Wide-Flexなノーズが、涙点形状にフレキシブルに
フィットし、広いサイズに適用できます。

NEW パッケージ



※紫のパッケージ

スーパーイーグルプラグ 健保適用 イーグルプラグ(シリコン涙点プラグ)

承認番号：21200BZY00283000

品番	品名	シャフト径×長さ	ノーズ直径
3130	スーパーイーグルプラグ Small	0.4×1.4	0.9
3131	スーパーイーグルプラグ Medium	0.6×1.6	1.1
3132	スーパーイーグルプラグ Large	0.8×1.7	1.4

★1箱/2個入りです(各1本ずつ滅菌されています)。※ガンマ滅菌です。

★本品は DISPOSABLE 製品ですので、1回限りの使用のみで再使用はできません。

SuperFlex™

スーパーフレックス

10種類の豊富なサイズバリエーション

0.4mm～最大 1.3mm

ノーズ部の接触面積が大きく、広くなり、
より一層のフィット性を可能にします。

ノーズ部が鋭角な角度になり、
容易に挿入できます。


先端部の引っかかり幅を広く設ける
ことで、保持の安定性が増加します。

NEW パッケージ



※青のパッケージ

プラグ挿入時のフィット例



スーパーフレックス 健保適用 イーグルプラグ(シリコン涙点プラグ)

承認番号：21200BZY00283000

品番	品名	シャフト径×長さ	品番	品名	シャフト径×長さ
3174	スーパーフレックスプラグ 0.4mm	0.4×1.2	3179	スーパーフレックスプラグ 0.9mm	0.9×1.9
3175	スーパーフレックスプラグ 0.5mm	0.5×1.3	3170	スーパーフレックスプラグ 1.0mm	1.0×1.9
3176	スーパーフレックスプラグ 0.6mm	0.6×1.3	3171	スーパーフレックスプラグ 1.1mm	1.1×2.0
3177	スーパーフレックスプラグ 0.7mm	0.7×1.6	3172	スーパーフレックスプラグ 1.2mm	1.2×2.0
3178	スーパーフレックスプラグ 0.8mm	0.8×1.8	3180	スーパーフレックスプラグ 1.3mm	1.3×2.0

★1箱/2個入りです(各1本ずつ滅菌されています)。※ガンマ滅菌です。

★本品は DISPOSABLE 製品ですので、1回限りの使用のみで再使用はできません。