



STERIMEDIX

single-use ophthalmic innovations





delivering **innovation** in ophthalmic surgery

Product key

色	ゲージ	色	ゲージ
Yellow	30G	Green	21G
Grey	27G	Yellow	20G
Brown	26G	Cream	19G
Orange	25G	Pink	18G
Purple	24G	White	16G
Blue	23G		
Black	22G		

All hub colours comply with ISO6009



Sterimedix. Dedicated to supporting our distributors and their customers

KIT PACKERS



SINGLE USE

本品はディスポーザブル製品ですので、
1回限りのみで再使用はできません。

Single use products

Page 3	麻酔針／Anaesthesia	8	吸引・灌流／Aspiration・Irrigation I/Aハンドピース／Coaxial I/A Handpieces
4	前房メンテナンス／Anterior Chamber Maintenance 水晶体嚢切開術／Capsulotomy	9	カプセルポリッシャー／Capsule Polishing イリゲーションチョッパー／Irrigation Chopper
5	粘弾性物質／Viscoelastic	10	涙管灌流／Lachrymal Cannulae 屈折矯正用／Refractive 強膜マーカ―／Scleral Marker
6	ハイドロダイセクション／Hydrodissection		
7	水晶体皮質除去／Cortex Removal		

STERIMEDIXは、アメリカでFDAを取得しています。また、ISO 13485:2003、ISO 9001:2000とCE認定の下、厳格に製品を製造管理しています。






ANAESTHESIA 麻酔針

術前に局部麻酔の際に使用します。

Retrobulbar 球後麻酔針 (10個入)

品番	ゲージ	サイズ	説明	先端形状
				
M0275	● 25G	0.5 x 38mm	球後麻酔針 (Tri-Facet)	
M0285	● 30G	0.3 x 16mm	30G球後麻酔針 (Facial Infiltration)	
M0637	● 25G	0.5 x 38mm	アトキンソン氏 球後麻酔針	
M0638	● 23G	0.64 x 38mm	アトキンソン氏 球後麻酔針 極薄	

Sub Tenon Cannula テノン嚢下麻酔針 (10個入)

品番	ゲージ	サイズ	説明	先端形状
				
M0278	● 19G	1.1 x 25mm	テノン嚢下カニューレ	

Peribulbar 眼球周囲麻酔針 (10個入)

品番	ゲージ	サイズ	説明	先端形状
				
M0641A	● 27G	0.4 x 32mm	眼球周囲麻酔針	
M0642	● 25G	0.5 x 32mm	眼球周囲麻酔針	
M0643	● 23G	0.64 x 32mm	眼球周囲麻酔針	

ANTERIOR CHAMBER MAINTENANCE 前房メンテナンス

粘弾性物質や空気の注入によって手術中の前房を維持し、形成する際に使用します。

Anterior Chamber Cannulae 前房カニューレ (10個入)

品番	ゲージ	サイズ	説明	先端形状
M2270	● 30G	0.3 x 22mm	リクロフト氏前房カニューレ先端4mm	35° 曲
M2273A	● 27G	0.4 x 22mm	リクロフト氏前房カニューレ先端4.5mm	35° 曲
M2275	● 25G	0.5 x 22mm	リクロフト氏前房カニューレ先端5mm	35° 曲
M2273G	● 23G	0.64 x 22mm	リクロフト氏前房カニューレ先端5.5mm	35° 曲

CAPSULOTOMY 水晶体嚢切開術

水晶体の曲面に適合するようにデザインされています。



Irrigating Cystotomes 灌流シストーム (10個入)

品番	ゲージ	サイズ	説明	先端形状
M3610A	● 25G	0.5 x 16mm	灌流シストーム 直	
M3610B	● 27G	0.4 x 16mm	灌流シストーム 曲 弱弯	
M3610	● 25G	0.5 x 16mm	灌流シストーム 曲 弱弯	
M3610S	● 25G	0.5 x 16mm	灌流シストーム 曲 弱弯 Short Tip	
M3602	● 25G	0.5 x 16mm	サイドカッティングシストーム 弱弯	





Angled Cystotomes アングルシストトーム (10個入)

品番	ゲージ	サイズ	説明	先端形状
				
M3626	● 27G	0.4 x 16mm	シストトーム	
M3626A	● 25G	0.5 x 16mm	シストトーム	

Reverse Formed リバースシストトーム (10個入)

品番	ゲージ	サイズ	説明	先端形状
				
M3629	● 25G	0.5 x 16mm	シストトーム 曲 弱弯 リバースチップ	

VISCOELASTIC 粘弾性物質

Viscoelastic Cannulae 粘弾性物質カニューレ (10個入)

品番	ゲージ	サイズ	説明	先端形状
				
M3926A	● 27G	0.4 x 22mm	粘弾性物質カニューレ 35°	
M2639A	● 25G	0.5 x 22mm	粘弾性物質カニューレ 35°	
M3909	● 23G	0.64 x 22mm	粘弾性物質カニューレ 45°	



HYDRODISSECTION ハイドロダイセクション

核や水晶体囊から皮質を水圧分離させるのに適しています。

Hydrodissection Cannulae ハイドロダイセクションカニューレ (10個入)

品番	ゲージ	サイズ	説明	先端形状
M2273E	● 27G	0.4 x 22mm	ヘルシンキ氏ハイドロダイセクター 弱弯 水平ポート	
M3992	● 30G	0.3 x 22mm	ハイドロダイセクター 先端7mm曲 水平ポート	
M3902	● 27G	0.4 x 22mm	ハイドロダイセクター 先端9mm曲 水平ポート	
M3900	● 25G	0.5 x 22mm	ハイドロダイセクター 先端9mm曲 水平ポート	
M2273H	● 27G	0.4 x 22mm	ハイドロダイセクター 弱弯 ラウンドチップ	
M3904	● 27G	0.4 x 18mm	ハイドロダイセクター 垂直ポート 90° アングル	

Cortical Cleaving Cannulae コーティカルクリービングカニューレ (10個入)

品番	ゲージ	サイズ	説明	先端形状
M3908	● 25G	0.5 x 22mm	皮質分割ハイドロダイセクター 先端0.3mmテーパ 先端1mm45°	

CORTEX REMOVAL 水晶体皮質除去 (10個入)

皮質の破碎片や粘弾性物質を除去する際に使用します。
J字型カニューレは10時~2時の間に残存する皮質吸引に有効的です。

品番	ゲージ	サイズ	説明	先端形状
				
M6576	● 23G	0.64 x 22mm	皮質吸引エクストラクター 03mmトップポート 弱弯	
M6525	● 21G	0.81 x 16mm	皮質吸引エクストラクター 03mmトップポート 弱弯	
M6594	● 23G	0.64 x 16mm	シャルルー氏皮質吸引エクストラクター 斜面カット エンドポート	



J Shaped J字型 (10個入)

品番	ゲージ	サイズ	説明	先端形状
				
M5622	● 25G	0.5 x 22mm	J字型カニューレ 幅2.0mm 右曲	
				
M5623	● 25G	0.5 x 22mm	J字型カニューレ 幅2.0mm 左曲	





BIMANUAL HANDPIECES バイマニユアルハンドピース

Aspiration 吸引 (5本入)

品番	ゲージ	サイズ	説明	先端形状
M5518	● 23G	0.64 x 16mm	アスピレーション 曲 0.3mmポート	
M5502	● 23G	0.64 x 16mm	アスピレーション カプセルポリッシャー 曲 0.3mmポート	
M5512	● 21G	0.81 x 16mm	アスピレーション カプセルポリッシャー 曲 0.3mmポート	
M5511	● 20G	0.90 x 19mm	アスピレーション カプセルポリッシャー 曲 0.3mmポート	

Irrigation 灌流 (5本入)

品番	ゲージ	サイズ	説明	先端形状
M5523	● 23G	0.64 x 16mm	イリゲーション 曲 極薄 オープンエンド	
M5513	● 23G	0.64 x 16mm	イリゲーション 曲 0.4mmツインポート	
M5514	● 21G	0.81 x 16mm	イリゲーション 曲 0.5mmツインポート	
M5510	● 20G	0.90 x 19mm	イリゲーション 曲 0.5mmツインポート	

COAXIAL I/A HANDPIECES I/Aハンドピース (5本入)

品番	ゲージ	サイズ	説明	先端形状
M5580	16/21G	1.6 x 0.81mm	I/Aハンドピース ストレートチップ	
M5582	16/21G	1.6 x 0.81mm	I/Aハンドピース 45° チップ	
M5584	16/21G	1.6 x 0.81mm	I/Aハンドピース 90° チップ	
M5581	16/21G	1.6 x 0.81mm	I/Aハンドピース カーブチップ	

CAPSULE POLISHING

囊から残存する皮質を除去し、きれいにします。シリコンチップは優しくポリッシュでき、眼内レンズの出し入れにも有効的です。

マイクロ加工のチップは、ポリッシング用にエッチング加工が施されています。

Micro Etched マイクロエッチドカニューレ (10個入)

品番	ゲージ	サイズ	説明	先端形状
M8604A	● 23G	0.64 x 22mm	カプセルポリッシャー 先端9mm曲 アスピレーション0.3mmサイドポート エッチング加工	
M8604B	● 21G	0.81 x 22mm	カプセルポリッシャー 先端9mm曲 アスピレーション0.3mmサイドポート エッチング加工	
M8603	● 21G	0.81 x 22mm	カプセルポリッシャー 先端3mm曲 先端5mmエッチング加工	

Silicone Tipped シリコンチップカニューレ (10個入)

品番	ゲージ	サイズ	説明	先端形状
M8605	● 27G	0.4 x 22mm	シリコンチップポリッシャー	
M8608	● 27G	0.4 x 22mm	シリコンチップポリッシャー 45° 曲	

Olive Tipped オリーブチップカニューレ (10個入)

品番	ゲージ	サイズ	説明	先端形状
M8620C	● 23G	0.64 x 25mm	オリーブチップポリッシャー 曲	

IRRIGATION CHOPPER イリゲーションチョッパー (5本入)

品番	ゲージ	サイズ	説明	先端形状
M5552	● 20G		イリゲーションチョッパー 1.25mm 60° オフセット	

LACHRYMAL CANNULAE 涙管カニューレ (10個入)

品番	ゲージ	サイズ	説明	先端形状
M9276	● 26G	0.45 x 32mm	涙管カニューレ 曲	
M9277	● 25G	0.5 x 29mm	涙管カニューレ 曲	
M9274	● 21G	0.81 x 38mm	涙管カニューレ 曲	

REFRACTIVE 屈折矯正用

レーシック手術に適しています。

品番	ゲージ	サイズ	説明	先端形状
M2804	● 25G	0.5 x 22mm	イリゲーションレーシックカニューレ 先端9mm曲 0.15mm径ポート×6	
M2817	● 27G	0.4 x 22mm	イリゲーションレーシックカニューレ 先端9mm曲 0.15mm径ポート×4	
M2819	● 27G	0.4 x 22mm	イリゲーションレーシックカニューレ 先端7mm曲 25°	
M2822	● 25G	0.5 x 22mm	イリゲーションレーシックカニューレ 先端9mm曲 0.15mm径ポート×6 先端閉	

SCLERAL MARKER 強膜マーカー (10本入)

品番	ゲージ	サイズ	説明	先端形状
M7500		3.5mm / 4.0mm	強膜マーカー 80mm長	






delivering **innovation** in ophthalmic surgery

STERIMEDIX 

single-use ophthalmic **innovations**



認証番号：220AGB2X00309000

製造元

STERIMEDIX 

製造販売業者

 **WHITE
MEDICAL**

株式会社 **ホワイトメディカル**

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里5-48-2 第一ビル3F
TEL. 03(3802)0655 FAX. 03(3802)0688
URL▶<http://www.whitemedical.co.jp>
E-mail: white1@sepia.ocn.ne.jp