


DCR用

# ケリソン氏 回転骨鉗子

Kerrison Rotating Rongeur

- ・シャフト部が360° 回転し8つのポジションにできます。
- ・ハンドルと先端部が取り外しでき、先端部を共有できます。
- ・先端部の角度は45° と90° の2種類があります。




先端部+ハンドル

カタログ番号	製品名	先端形状
51-0802	ケリソン氏 回転骨鉗子 2mmバイト、45° ・ハンドル	
51-0803	ケリソン氏 回転骨鉗子 3mmバイト、45° ・ハンドル	
51-0812	ケリソン氏 回転骨鉗子 2mmバイト、90° ・ハンドル	
51-0813	ケリソン氏 回転骨鉗子 3mmバイト、90° ・ハンドル	

先端部のみ

カタログ番号	製品名	先端形状
51-0832	ケリソン氏 回転骨鉗子 2mmバイト、45°	
51-0833	ケリソン氏 回転骨鉗子 3mmバイト、45°	
51-0842	ケリソン氏 回転骨鉗子 2mmバイト、90°	
51-0843	ケリソン氏 回転骨鉗子 3mmバイト、90°	
51-0820	ハンドル	

シャフトが360° 回転し8つのポジションにできます。



許可番号: 13BY006253

製造元

JEDMED

製造販売業者

WHITE MEDICAL

株式会社 ホワイトメディカル

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里5-48-2

TEL. 03(3802)0655 FAX: 03(3802)0688

URL:<http://www.whitemedical.co.jp>